

※ 요약 : DS-SK Series 1 (motion : Orbital)

- 각종 시료의 신속 균일한 혼합 및 반응.
- 상판을 러버형, 플라스크홀더형, 스프링와이어랙형 중 택1.
- Orbital (선회) Motion.
- 350x350급, 450x450급.
- 20~250 RPM.



품 명 Shaker

모 델 명 DS-SK Series 1

DS-350SKR – Rubber Plate Type

DS-450SKR – Rubber Plate Type

DS-350SKS – Spring Rack Type

DS-450SKS – Spring Rack Type

Cat. No. DS-350SKF – Flask Holder Plate Type

DS-450SKF – Flask Holder Plate Type

Made in 동서과학 (KOREA)

◎ 용도 ---

시료의 반응을 촉진시키거나 교반하거나 응고 침전등을 방지하기 위해 사용된다.

각종 시약 혼합 및 탈색, 임상 병리, 효소 반응, 진탕 배양, 균주 배양 등에 적합.

◎ 특징 ---

- ◎ 소음이 적은 AC Motor 사용
- ◎ 간단한 사용방법
- ◎ 다단식 진탕기 방식으로 제작 가능
- ◎ 콜드 룸 내에서 사용가능
- ◎ 용도에 따라 Rubber Plate, Spring Rack, Plask Holder Plate를 개별적으로 추가구입하여 교체 사용할 수 있습니다.

◎ 사양 ---

Cat.No	DS-350SKR	DS-350SKS	DS-450SKR	DS-450SKS
Type	Orbital (선회)			
Plate Size	350W× 350Dmm		450W× 450Dmm	
Dimension (mm)	355W× 460D× 160H	355W× 460D× 230H	455W× 550D× 160H	455W× 550D× 230H
Speed Range (무부하 기준)	20 ~ 250 rpm			
Timer Range	99hr 59min Digital Type			
Speed Controller	Digital PID Control			
Speed Accuracy	1 at 150RPM			
Material	In	Steel plate with powder coating		
	Out	Steel plate with powder coating		
	Motor	Brushless AC Motor		
Amplitude (Stroke)	20mm (중심축을 기준으로 좌 10mm 우 10mm 동작)			
사용 환경	온도 : 5~40℃, 습도 : 90%RH이하			
Electric Supply	220V, 60Hz, 단상			

◎ 옵션 ---

- ◆ 기본 옵션 - 없음.
- ◆ 선택 옵션 - Flask Holder Plate Type 구입 시에는 아래 규격을 체크하여 주세요.

Flask Holder Plate 100ml x 9ea

Flask Holder Plate 250ml x 6ea

Flask Holder Plate 500ml x 4ea

◎ 기타 & 갤러리 ---

- 스프링랙 장착된 사진



갤러리01



갤러리02



갤러리03



갤러리04



갤러리05



갤러리06



갤러리07



갤러리08



갤러리09



갤러리10

- 러버 플레이트 장착된 사진



갤러리13



갤러리14



갤러리15



갤러리16



갤러리17



갤러리18